

STATION LAVE OEIL MIXTE

ESCULAPE (LABORATOIRE)



Convient pour un lavage des yeux en cas de projections d'acides ou de bases composition :
- 1 lave oeil 200 ml de solution PH neutre - 1 lave oeil 500 ml de solution ophtalmique stérile (0,9 % de NaCl) - 1 support (H 290 x L 230 mm) pour fixation murale avec miroir et notice d'utilisation utilisation : - neutralisation des acides et des alcalins avec la bouteille de PH Neutre 200 ml (bleue) - nettoyage et réhydratation de l'oeil jusqu'à l'intervention médicale avec la solution ophtalmique de 500 ml (verte) usage unique température de conservation : +5/25° C utilisation simple prête à l'emploi et permet une action rapide scellé assurant l'intégrité du dispositif durée de rinçage : 7 minutes péremption : 3 ans.

Caractéristiques

type	laveur
------	--------

Référence		Prix HT
20664	STATION LAVE OEIL MIXTE	-