

LAVE OEIL PH NEUTRE

ESCULAPE (LABORATOIRE)

Convient pour une neutralisation rapide des produits chimiques (acides et bases)
1 lave '9cil 200 ml de solution ophtalmique "PH Neutre"
s'adapte sur toutes les stations murales
la forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'9cil
usage unique
léger et peu encombrant
facilement identifiable
utilisation simple et prêt à l'emploi
permet une action rapide
temps de rinçage : 2 minutes
scellé assurant l'intégrité du dispositif
péremption : 3 ans.



Caractéristiques

type	laveur
------	--------

Référence		Prix HT
20667	LAVE OEIL PH NEUTRE	-